



MELISSA PARAD

Painehaavoja ennaltaehkäisevä patja terveydenhuollon käyttöön.
Erinomainen paineen jakautuminen ja korkea mukavuustaso.

Melissa Parad kuuluu Melissa-tuotesarjamme lääkinällisiin patjoihin. Se on kehitetty osaksi päivittäistä potilashoitoa. Patja on kehitetty ennalta ehkäisemään ja hoitamaan painehaavoja aina korkean riskin potilaille asti, haavaluokka 3. Dokumentoitu matala paine vähentää erityisesti ulkoneviin kehon osiin, kuten lapaluihin ja kantapäihin kohdistuvaa painetta.

- **TARKKAAN VALIKOITU VAAHTOMUOVIYDIN**
Melissa Parad on 2-kerroksinen painetta vähentävä patja, jossa on huolellisesti valitut vaahtomuovi-kerrokset mukavuuden ja hyvän paineenlievityksen takaamiseksi.
- **SOVELTUU KORKEAN RISKIN POTILAILLE ASTI**
Melissa Parad on kehitetty apuvälineeksi potilaille, joilla on korkea riski saada painehaava, haavaluokka 3.
- **KOLME VALINNAISTA VEDENPITÄVÄÄ PÄÄLLISTÄ**
RX-hygieniapäälliset ovat nestettä hylkiviä ja estävät eritteiden, kuten virtsan, veren ja muiden kehonesteiden tunkeutumisen patjan vaahtomuoviyttimeen.
RX-5 perushygieniapäällinen
RXH-5 hygieniapäällinen kahvoilla patjan siirtämiseen
RXI-5 hygieniapäällinen kahvoilla ja integroidulla evakuointitoiminnolla



MELISSA PARAD

KORKEA MUKAVUUSTASO JA ERINOMAINEN PAINEEEN JAKAUTUMINEN

Nestettä hylkivä päällinen hyvillä ominaisuuksilla

Melissa Parad toimitetaan RX-sarjan hygieniapäällisellä. RX-sarjan suojat ovat neljään suuntaan joustavia, hengittäviä sekä kahisemattomia. Päällisissä on vetoketju 3 tai 4 sivulla (RXI-5) patjan päivittäisen hoitamisen helpottamiseksi. Kaikissa vetoketjuissa on roiskesuoja.

Melissa Parad tarjoaa erinomaisen paineen tasaisen jakautumisen

Vahtomuoviydin koostuu kahdesta huolella valitusta vaahtomateriaalista. Yhdessä RX-päällisen kanssa tämä tarjoaa erinomaisen paineen tasaamisen. Ulkoneville ruumiinosille, kuten kantapäät ja lapaluut, on dokumentoitu matala paine (39mm/Hg), jolloin erillistä kantapääaluetta ei tarvita.

Melissa Parad tarjoaa istumaominaisuuden

Patja on läpäissyt erinomainen tuloksin väsymystestin standardin SS 876 00 11 mukaisesti. Patja soveltuu näin ollen hyvin käytettäväksi myös istuma-asennossa.



6 cm erittäin pehmeä vahtomuoviydin 45 kg/m³

8 cm elastinen kylmävahto 50 kg/m³

STANDARDI PATJOJEN PAINETTA TASAAVIEN OMINAISUUKSIEN OBJEKTIVISTA ARVIOINTIA VARTEN.

Saadakseen objektiivisen arvion patjojen painetta tasaavista ominaisuuksista RISE on kehittänyt standardin, jossa patjan todellinen vastapaine mitataan kehomuoteilla. Mittausmenetelmä on kuvattu ruotsalaisessa standardissa SS 876 00 13.

RISE on testannut Melissa Paradin mittausmenetelmällä SS 876 00 13, ja todennut patjan soveltuvan aina korkean riskin potilaille asti (riskiluokka 1-3).

| Kuorma | Erittäin matala | Matala | Keskiverto | Korkea |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Suuri kehomuotti 300 N | < 30,0 | 30,0 - 34,9 | 35,0 - 39,9 | 40,0 - 44,9 |
| Suuri kehomuotti 600 N | < 45,0 | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |
| Pieni kehomuotti 40 N | < 45,0 | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |

| Madrass | Suuri kehomuotti 300 N | Suuri kehomuotti 600 N | Pieni kehomuotti 40 N |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Melissa Parad | 24 | 47 | 39 |

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT



| | | | |
|--------------|--|------------------|--|
| Materiaali | 6 cm erittäin pehmeä vahtomuovi 45 kg/m ³ 8 cm erittäin elastinen kylmävahto 50kg/m ³ , | Käyttäjän paino | Jopa 180 kg |
| Koot | 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 14 cm (Muissa kokotarpeissa ole yhteydessä Järven Health Careen. | Paloturvallisuus | SS 87600 01, Patjat on testattuja hyväksyty standardien SS87600 01 (EN 597-1 & 2) mukaisesti. |
| Riskiluokka | korkean riskin potilaille asti (1-3) | Kierrätys | Patja ja päällinen ovat täysin kierrätettäviä. Voidaan lajitella palavaksi jätteeksi. Purkamista ei tarvita. |
| Patjan paino | n. 11 kg patjan koosta riippuen | Merkinnät | Valmistusvuosi, kuukausi, päivä, EAN, hoito-ohjeet, yhteystiedot, standardit, kuten sijoitus sänkyyn. |



Järven Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se

Myynti ja markkinointi Suomessa: ICF Group Oy, Juhanielantie 4, 01740 Vantaa,
p. 09 346 2574, myynti@icf.fi, www.icf.fi